



KBE-1620※、KBE-1120、KBE-1320は化粧品と一緒にお使い頂く商品です。

器具単品では記載の効果は得られません(※の機種は一部の機能を除く)。器具の効果は個人差があります。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

下記のような医療用電気機器をお使いの方は絶対に使用しない。

取扱説明書はホームページからでもご覧いただけます。

医療用電子機器の誤作動をまねく恐れがあります。

●ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器 ●人工心肺などの生命維持用医療用電子機器 ●心電計などの装着型の医療用電子機器

次のような方は、使用しない。事故やトラブルの原因になります。

●心臓に障害のある人 ●急性疾患の人 ●有熱性疾患の人 ●血圧異常の人 ●感染性疾患の人 ●結核性疾患の人 ●悪性腫瘍の人 ●顔面神経痛の人 ●妊娠中の人 ●生理中の人 ●アトピー性皮膚炎の人 ●アレルギー体質の人 ●特に肌に敏感な人 ●血友病疾患の人 ●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人 ●飲酒や薬を服用中の人 ●過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、炎症を起こしている人 ●健康が特にすぐれない人 ●疲労が激しい人 ●化学繊維でかぶれた経路のある人

次のような部位には、使用しない。

●整形手術をした部位 ●眼球およびまぶた ●傷口 ●顔面黒皮症 ●口の中など粘膜の部位 ●ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位 ●感覚、知覚障害を起こしている部位 ●皮フの下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位 ●カミヤホテリ、物理的刺激による病的なシミのある部位 ●過度の日焼けで炎症を起こしている部位 ●化粧品などで皮フ炎を起こしている部位

※上記以外で判断に迷う場合は医師に相談すること。

充電リサイクルにご協力	このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。 http://www.jbrc.com
-------------	---

愛情点検



長年ご使用の電気器具の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見、ご質問については下記へお寄せください。



ナビダイヤル TEL.0570 (07) 5555 2299 (全国共通番号) TEL.06 (6262) 3561

受付時間 平日9:00～17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。●当カタログ記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●掲載商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。●このカタログの内容は2016年10月現在のものです。

お問い合わせ、ご相談は当店どうぞ

2016年10月作成

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

KOIZUMI

うつくしく、うるはしく、かぐはしく。

キレイになるには、やっぱり手間も、時間も必要…

そんな面倒なお手入れは、そろそろ終わりにしませんか？

忙しい毎日でも、おうちで気軽にスペシャルケアを楽しんで

花のようにみずみずしく、うるはしい素肌へ。

日本の女性を美しくするために生まれた「KOIZUMIエステシリーズ」。



ホット&クールで

美肌に近づく毛穴エステ

ホットクレンジングで毛穴の汚れをすっきり除去して、クールでしっかり毛穴を引き締め。
お肌を交互に、やさしく刺激して美肌へと導く温冷エステ器です。





こんな人にオススメ

- ✓ 洗顔後も毛穴の汚れが気になる
- ✓ 毛穴の開きが気になる
- ✓ 乾燥が気になる




温度差30℃で実感する5つの美肌ケア

温めと冷却を交互に行う美容法から誕生した温冷美顔器。
お肌の潤いや毛穴の引き締めなど、1台で5つの肌ケアを実感できます。




毛穴もすっきりクレンジング
温めることで、
汚れをやさしく除去。




きゅっと引き締め
潤いキープ
冷すことで、
しっかり毛穴を
引き締めます。

＜ 実証データ ＞

使い続けることで毛穴が小さく



電子顕微鏡による毛穴拡大画像^{※2}



実験方法: 2週間、ホットクレンジング・ホット保温ケア・クールフルコースと、ホット・クールの温冷ケアコースを使用。処理前の状態を100%とし、毛穴の大きさの変化率を測定。電子顕微鏡による毛穴拡大画像を分析。
※1 被験者3名の平均値 ※2 被験者36名女性、同一皮膚箇所より複数毛穴サンプルを採取(使用前後画像は非同一次元) 三羽 信比古 県立広島大学 名誉教授、大阪府立大学 保健医療学部 教授、薬学博士 調べ
※KBE-1620と同等性能品による測定 ※効果には個人差があります

温冷美顔器 KBE-1620/P

- ・オープン価格 4981747061775
- ・電源 ACアダプター: AC100V~240V 50/60Hz
- ・本体: リチウムポリマー電池 (DC3.7V, 650mAh)
- ・HOTボタン / COOLボタン
- ・入切 / 選択ボタン (温冷・クレンジング・保湿ケア)
- ・充電交流式 ・充電時間: 約3時間 ・付属品: ACアダプター
- ・オートオフ機能 ・チタンコーティングヘッド
- ・サイズ: 約49(W)×51(D)×157(H)mm ・質量: 約150g

※液晶表示はイメージです



温冷美顔器×洗顔ブラシ おやすみ前の美肌習慣

HOW TO
1

しっかり洗顔


洗顔ブラシを使って、
毛穴の汚れもすっきり落としましょう。



約1分



しっかり洗浄



HOW TO
2

温めてクレンジング


温冷美顔器を使って肌を温めることで、
角質層の汚れもしっかりとオフできます。



約5分



温めて落とす




HOW TO
3

温めて保湿ケア


お肌を温めることで、
美容液がしっかりと浸透していきます。



約5分



温めて保湿ケア



HOW TO
4

仕上げはお肌を冷却


開いた毛穴をキュッと引き締めます。



約90秒



冷して引き締め



日中に疲れた肌は、睡眠中に活発に働き美しさを取り戻します。
おやすみ前のおうちエステで、美肌習慣を始めましょう。



クレンジングから超音波ケア、保湿ケアまで

美肌のためのトータルエステ

お肌を温めながらのクレンジング、超音波振動での弾力肌ケア、そして、たっぷり潤いを与える保湿ケアまで。おうちエステのフルコースでケアできる超音波美顔器です。



超音波美顔器 KBE-1120/P

- ・オープン価格 4981747061782
- ・電源 ACアダプター:AC100V-240V 50/60Hz
- ・本体:リチウムポリマー電池 (DC3.7V, 600mAh)
- ・クレンジング・超音波 (3MHz)・保湿ケア
- ・入切/HOT切換え・強弱/振動切換え
- ・充電交流式・充電時間:約3時間・付属品:ACアダプター
- ・オートオフ機能・チタンコーティングヘッド
- ・サイズ:約47(W)×47(D)×153(H)mm・質量:約96g

こんな人にオススメ


- ✓ 毛穴の汚れが気になる
- ✓ お肌にハリが欲しい
- ✓ 乾燥肌が気になる

HOW TO 1 クレンジング



温めながら美顔器クレンジング

なかなか落としきれない毛穴の汚れも、やさしく肌の上をすべらせるだけで簡単にオフ。温めることでお肌がやわらかくなり、汚れが落ちやすくなります。




HOW TO 2 ハリと弾力



超音波の振動でハリと弾力を

美容液や化粧水などを塗って肌をすべらせるだけの超音波ケア。超音波の振動によって、お肌にハリと弾力を与えます。




HOW TO 3 保湿ケア




角質層まで浸透する保湿ケア

塗るだけではなかなか浸透しにくい潤い成分も、保湿ケアでエステすることで角質層まで浸透させることができます。




＜実証データ＞

洗顔後でもまだこんなに汚れが



※汚れの取れ方には個人差があります

保湿機能による水分量の向上



毛穴汚れと、古い角質にさよなら

すっぴん美人のピーリング

古くなった角質をやさしく除去し、
毛穴の皮脂汚れも洗浄してくれる超音波ピーリング。



超音波ピーリング KBE-2710/P

- ・オープン価格 4981747061799
- ・電源 ACアダプター:AC100V-240V 50/60Hz
- ・本体:リチウムポリマー電池(DC3.7V、500mAh)
- ・入切/選択ボタン(強/弱)
- ・充電式・充電時間:約2時間・ACアダプター
- ・オートオフ機能・チタンコーティング
- ・サイズ:約46(W)×28(D)×175(H)mm・質量:約110g

こんな人にオススメ

- ✓ 毛穴汚れが気になる
- ✓ 肌のごわつきが気になる
- ✓ なめらか肌を手に入れたい



古い角質をやさしく除去できる超音波ピーリング

超音波ピーリングの力で古い角質をやさしく取り除き、なめらか肌へ導いてくれます。



お肌のターンオーバーとは？

お肌が新陳代謝をすること。ターンオーバーは約28日間の周期で繰り返されますが、加齢や不摂生、外気の影響により周期が乱れることも。それによって古い角質が剥がれにくくなり肌トラブルの原因になります。



超音波振動イメージ


皮脂汚れも取れて毛穴すっきり

超音波の振動によって毛穴の奥まで洗浄。

お肌になじませた化粧水や水分とともに毛穴に詰まった皮脂汚れも簡単オフできます。



イメージ図



イメージ図



イメージ図

汚れを落として 肌を清潔に

古くなった角質や変質した汗はやがて酸化し、皮膚の老化を促進する原因になるといわれています。肌をやさしくケアして、清潔さを保つことがとても大切です。

使用方法

HOW TO 1



お手持ちの化粧水または水をたっぷり顔になじませます。

HOW TO 2




肌にスバチュラをあてやさしく滑らせてます。


＜実証データ＞

小鼻の角栓汚れ除去効果

※効果には個人差があります



使用前



使用后

メイクをクレンジングシートで落とし、超音波ピーリング処理前の拡大皮膚部位写真撮影。続いて、同部位に専用ジェルを塗布し、ピーリング処理後、処理箇所を軽く拭き、拡大皮膚部位写真撮影。三羽 信比古 県立広島大学 名誉教授、大阪府立大学 保健医学部 教授、薬学博士 調べ ※KBE-2710と同等性能品による測定

クリアな肌へと導く

やさしいエステ洗顔

極細毛のやわらかいブラシが回転し、皮脂や角質・毛穴に詰まった汚れなどをオフする洗顔ブラシです。お肌をやさしくソフトにクリアスキンへと導きます。



洗顔ブラシ KBE-2320/P

- ・オープン価格 4981747061829
- ・入切/スピード切換え(低速/高速)
- ・回転切換え(右回転/交互回転)
- ・防水設計
- ・電源:DC3V 単4形アルカリ乾電池2本(別売)
- ・アタッチメント:顔全体用ブラシ
- ・サイズ:約43(W)×38(D)×175(H)mm
- ・質量:約106g(本体のみ)

こんな人にオススメ

- ✓ 毛穴がキレイになりそう!
- ✓ やさしくキチンと洗いたい!
- ✓ 手洗顔後の肌が気になる




おうちできちんとエステ洗顔

汚れが気になって、普段からゴシゴシ洗顔したりしていませんか?

洗いすぎや時間をかけすぎるのはお肌にはよくないこと。

洗顔ブラシを使って、やさしくディープウォッシングしましょう。

※取れ方には個人差があります



皮脂や毛穴汚れも しっかりオフ

極細毛のやわらかいブラシが回転するので、皮脂や毛穴汚れもしっかり除去。ブラシの回転スピードは、汚れに合わせて2段階から選べます。



防水設計なので 水洗いOK

バスルームでも使える防水設計なので、水洗いも簡単にできます。

使用方法



フェイスローラーも吸引も、これ1つ

毛穴もすっきり小顔エステ

回転ローラーでフェイスラインを整え、吸引カップで毛穴の汚れをすっきりオフ。
1台で2役をこなす優れモノです。



※取れ方には個人差があります

老廃物をためないことが美肌への近道

フェイスラインやネックラインのリンパの流れが悪いと、老廃物をためてしまう原因に。
3つのボールが回転して心地よい刺激を与えるフェイスローラーを使って、
お肌をすっきり、小顔エステ習慣を始めましょう。



毛穴もフェイスラインもすっきりさせる！

心地よいフェイスローラーで輪郭をすっきりさせたら、
アタッチメントを変えて毛穴汚れをしっかりオフ。
吸引アタッチメントは、ワイドカップとスポットカップ
の2種類を付け替えます。

吸引 & フェイスローラー KBE-1920/P

- ・オープン価格 4981747061812
- ・吸引カ2段切換え (High/Low)
- ・回転方向切換え (Right/Left)
- ・18金メッキコーティングボール
- ・電源:DC3V 単4アルカリ乾電池2本(別売)
- ・アタッチメント:ワイドカップ、スポットカップ、フェイスローラー
- ・サイズ:約50(W)×53(D)×154(H)mm
- ・質量:約158g

・水洗い:本体は水洗いできません、
アタッチメントは水洗いOK

目もと、口もと、ほうれい線を集中ケア

女を上げるパーツエステ

目もと、口もと、ほうれい線を、保湿ケア・HOT・振動のトリプル集中ケア。
美容成分をお肌に届けて、グラマラスな唇やすっきりとした目もとに仕上げます。




保湿ケア×HOT×振動のトリプルケアでパーツ保湿

気になる目もと、口もと、ほうれい線を、美容液とスポットケアを使って集中保湿ケア。
疲れを感じさせない爽やかな目もと、リップラインに潤いを保ちふっくらとした唇に。
そして、ほうれい線に潤いを与え素敵な笑顔を引き立てましょう。

すっきり、目もとパッチリ



魅力的なぷっくり唇に



ほうれい線に潤い



スポットケア KBE-1320/P

- ・オープン価格 4981747061805
- ・保湿ケア+HOT+振動
- ・無動作時オートオフ機能
- ・チタンコーティング
- ・電源:DC3V 単4アルカリ乾電池2本(別売)
- ・サイズ:約28(W)×28(D)×130(H)mm
- ・質量:約36g


メイクも毛穴ケアも見やすい
Magnifying Mirror

寄り引きおまかせ、拡大ミラー

等倍鏡と拡大鏡がいっしょになって、どんな時でもクリアに映るからメイクがしやすい。
このミラーを使えば、いつものメイクタイムがハッピーに。

拡大ミラーは、うれしい工夫がいっぱい

寄りも引きもクリアに映してくれる拡大ミラー。見やすい角度に360度回転するだけでなく、LEDライトが顔を照らすのでベースもポイントも細部までしっかりメイクアップできます。



LEDライトで映りをクリアに

鏡のまわりにLEDライトがあり、お肌を均一に照らします。暗いお部屋でもくっきり見えるのでメイクがしやすいです。

鏡の角度調整は自由自在

等倍と拡大のミラーが表裏になっている。いろんなシチュエーションに合わせて360度自由に回転できます。

こんな人にオススメ

- ☒ うぶげや小じわをしっかりチェックしたい
- ☒ プロのように細部まできちんとメイクしたい



お肌の状態をしっかり確認できる

拡大ミラーシリーズ

3色の光でどんなシチュエーションにも対応

3色の光でメイクをサポートする

大きめ両面タイプ

5倍
等倍

鏡径
φ17cm



《昼光色》



しっかりケアしたい時に
お肌の状態から毛穴まで
しっかりと確認できます。

《昼白色》



毎日のメイクに
太陽光下での自然な
お顔の状態を確認できます。

《電球色》



夜のお出かけに
レストランなどでの
メイクの状態が確認できます。

拡大鏡 KBE-3090/S

- ・オープン価格 4981747062079
- ・2電源方式: AC100～240V 50/60Hz(付属専用ACアダプター使用)
- ・拡大率: 等倍/5倍(裏表回転式)
- ・鏡サイズ: φ17cm
- ・LEDライト
- ・DC6V 単3アルカリ乾電池4本(別売)
- ・サイズ: 約273(W)×140(D)×397(H)mm
- ・質量: 約1,400g

用途によってサイズと倍率を選べる

サロンスタイルの大きめ両面タイプ

5倍
等倍

鏡径
φ17cm

昼光色
のみ

拡大鏡 KBE-3000/S
[卓上タイプ]

- ・オープン価格 4981747051271
- ・拡大率: 等倍/5倍(裏表回転式)
- ・鏡サイズ: φ17cm
- ・LEDライト
- ・2電源方式: AC100～240V 50/60Hz(付属専用ACアダプター使用)
- ・DC6V 単3アルカリ乾電池4本(別売)
- ・サイズ: 約273(W)×140(D)×397(H)mm
- ・質量: 約1,500g

おうちにピッタリな
スタンダード両面タイプ

5倍
等倍

鏡径
φ14.5cm

昼光色
のみ

拡大鏡 KBE-3010/S
[卓上タイプ]

- ・オープン価格 4981747051288
- ・拡大率: 等倍/5倍(裏表回転式)
- ・鏡サイズ: φ14.5cm
- ・LEDライト
- ・2電源方式: AC100～240V 50/60Hz(付属専用ACアダプター使用)
- ・DC6V 単3アルカリ乾電池4本(別売)
- ・サイズ: 約250(W)×140(D)×357(H)mm
- ・質量: 約1,400g

ラインストーンが
キュートな両面タイプ

5倍
等倍

鏡径
φ11.5cm

昼光色
のみ

拡大鏡 KBE-3040/S
[卓上タイプ]

- ・オープン価格 4981747056351
- ・拡大率: 等倍/5倍(裏表回転式)
- ・鏡サイズ: φ11.5cm
- ・LEDライト
- ・電源: DC6V 単4アルカリ乾電池4本(別売)
- ・サイズ: 約180(W)×120(D)×300(H)mm
- ・質量: 約830g

スタンドもできる
手鏡両面タイプ

7倍
等倍

鏡径
φ11.5cm

昼光色
のみ

拡大鏡 KBE-3030/S
[手鏡/卓上タイプ]

- ・オープン価格 4981747051301
- ・拡大率: 等倍/7倍(裏表回転式)
- ・鏡サイズ: φ11.5cm
- ・LEDライト
- ・電源: DC6V 単4アルカリ乾電池4本(別売)
- ・サイズ: 約182(W)×36(D)×310(H)mm
- ・質量: 約570g